

氯丁手套

一件式的手套，有良好的完整性，提供最高的靈活性

適用於隔離手套箱

6" 8" 10" 12"



特性：

- 耐各式油類
- 耐酸
- 耐鹼
- 耐腐蝕
- 耐酒精
- 耐各式溶劑
- 耐紫外線



AIR CLEAN DEVISER CORP

No. 25, Lane 280, Sihde Rd.,
Wufong District, Taichung City,
Taiwan
04-23310802
deviser@acdt.com.tw

www.acdt.com.tw

1. 產品描述

- 手套是由氯丁橡膠製成，適用於不同尺寸的手套孔。
- 一件式的手套，有良好的完整性，提供最高的靈活性。
- 可安裝在手套箱和Isolator上，用以處理化學物質、油和其他有害物質等並保護使用者。

2. 特色

- 高靈活性
- 左右手通用
- 適合處理化學、生物、氣體、油、溶劑、酸和鹼等物質
- 對大多數殺菌劑像是過氧化氫等有良好的耐受性
- 可使用VHP、UV燈等方法滅菌消毒
- 不助燃
- 另有可高溫滅菌款



尺寸表					
部位 / 尺寸		6"	8"	10"	12"
厚度	(A) 袖子	0.45 ~ 0.5 mm			
	(B) 手掌	0.7 ~ 0.75mm			
周長	(C) 手掌	9½" (24cm±1cm)			
	(D) 袖口	50cm±2cm	63cm±2cm	82cm±2cm	96cm±2cm
長度	(E) 手套	80cm±2cm			
直徑	(F) 袖口	6.2"	8"	10.2"	12"